



白蛋白含量检测试剂盒(溴甲酚绿显色法)

中文名称 : 白蛋白含量检测试剂盒(溴甲酚绿显色法)

英文名称 : Albumin Content Assay Kit (Bromocresol Green Colorimetry)

产品包装 : 盒装

产品规格 : 100T/96S

储存条件 : -20°C

检测方法 : 微量法

有效期 : 6个月

产品组成:

试剂名称	规格	保存条件
提取液	液体 110mL×1 瓶	2-8°C保存
试剂一	液体 0.28mL×1 支	2-8°C保存
试剂二	液体 25mL×1 瓶	2-8°C保存
试剂三	液体 0.3mL×1 支	2-8°C保存
标准品	粉剂×1 支	-20°C保存

溶液的配制:

1、显色液: 临用前根据样本数量按照试剂一: 试剂二: 试剂三=10μL: 990μL:10μL(1010 μL , 5T)的比例配 制显色液，充分混匀，现配现用；

2、标准品: 10mg/mL 白蛋白标准液。临用前取 200μL10mg/mL 白蛋白标准液，加入 200 μL 提取液，配制成 5mg/mL 白蛋白标准液，现配现用。

产品说明:

白蛋白是人体血浆中最主要的蛋白质， 由肝脏合成，是人体内一种重要的营养物质，可以



维持血浆渗透压，并可与多种营养物质、激素和药物相结合。白蛋白含量可以反映机体营养状态，也可排查影响肝脏代谢功能的疾病，如肝硬化、肝损伤、营养不良、恶性肿瘤等。血清白蛋白在 pH4.2 的缓冲液中带正电荷，在有非离子型表面活性剂存在时，可与带负电荷的染料溴甲酚绿结合形成蓝绿色复合物，在波长 630nm 处有吸收峰，其颜色深浅与白蛋白浓度成正比例。



注意：实验之前建议选择 2-3 个预期差异大的样本做预实验。如果样本吸光值不在测量范围内建议稀释或者增加样本量进行检测。

需自备的仪器和用品：

可见分光光度计/酶标仪、低温离心机、分析天平、微量玻璃比色皿/96 孔板、可调式移液枪、研钵/匀浆器/细胞超声破碎仪、冰和蒸馏水。

操作步骤：

一、样本处理

- 组织样本：按质量(g)：提取液体积(mL)为 1 : 5~10 的比例加入提取液(建议称取 0.1g 样本，加入 1.0mL 提取液)，冰浴匀浆后，于 4°C , 8000g，离心 10min，弃沉淀，取上清液置于冰上待测。
- 细菌/细胞样本：按细菌/细胞数量(10^6)：提取液体积(mL)为 5~10 : 1 的比例加入提取液(建议 5 百万细菌/细胞加入 1.0mL 提取液)，冰浴超声破碎细菌/细胞(功率 200W，超声 3s，间隔 7s，总时间 5min)，然后于 4°C , 8000g，离心 10min，弃沉淀，取上清液置于冰上待测。



3. 液体样本： 直接测定。若液体有浑浊则离心取上清测定。

二、 测定步骤

1. 可见分光光度计/酶标仪预热 30min 以上,调节波长至 630nm,可见分光光度计蒸馏水调零。

2. 操作表：(微量玻璃比色皿/96 孔板中加入下列试剂)

试剂名称(μL)	测定管	标准管	空白管
样本	20	-	-
标准品	-	20	-
提取液	-	-	20
显色液	200	200	200

混匀， 常温静置 20s， 于 630nm 处测定各管吸光值，分别记为 A 测定、A 标准和 A 空白，计算 $\Delta A = A_{\text{测定}} - A_{\text{空白}}$, $\Delta A_{\text{标准}} = A_{\text{标准}} - A_{\text{空白}}$ 。空白管和标准管只需测 1-2 次。
注意：静置时间长短会影响检测结果，建议直接在微量玻璃比色皿/96 孔板中直接反应 20s，测定吸光值

三、 白蛋白含量计算

1. 按样本蛋白浓度计算

白蛋白含量($\text{mg}/\text{mg prot}$)= $\Delta A_{\text{测定}} \times (C_{\text{标}} / \Delta A_{\text{标准}}) \times V_{\text{样}} / (V_{\text{样}} \times C_{\text{pr}}) = 5 \times \Delta A_{\text{测定}} / \Delta A_{\text{标准}} \times C_{\text{pr}}$

2. 按样本质量计算

白蛋白含量($\text{mg}/\text{g 质量}$)= $\Delta A_{\text{测定}} \times (C_{\text{标}} / \Delta A_{\text{标准}}) \times V_{\text{样}} / (W \times V_{\text{样}} / V_{\text{总}}) = 5 \times \Delta A_{\text{测定}} / \Delta A_{\text{标准}} \times W$

3. 按细菌/细胞数量计算

白蛋白含量($\text{mg}/10^6\text{cell}$)= $\Delta A_{\text{测定}} \times (C_{\text{标}} / \Delta A_{\text{标准}}) \times V_{\text{样}} / (V_{\text{样}} \times N / V_{\text{总}}) = 5 \times \Delta A_{\text{测定}} / \Delta A_{\text{标准}} \times N$

4. 按液体体积计算

白蛋白含量(mg/mL)= $\Delta A \text{ 测定} \times (C \text{ 标} \div \Delta A \text{ 标准}) \times V \text{ 样} \div V \text{ 样总} = 5 \times \Delta A \text{ 测定} \div \Delta A \text{ 标准}$

C 标： 标准管浓度,5 mg/mL; V 样： 加入样本体积，0.02mL; V 样总： 加入提取液体积，1mL; Cpr： 样本蛋白质浓度,mg/mL; W： 样本质量,g; N： 细菌/细胞总数，以 10^6 计。

注意事项：

- 1 、如果 ΔA 测定小于 0.010 或测定管吸光值接近空白管，可以增加样本量后再进行测定；如果 ΔA 测定大于 0.5,建议将样本上清用提取液适当稀释后再进行测定。注意同步修改计算公式。
- 2 、如果样本加入显色剂后出现浑浊，建议将样本上清用提取液适当稀释后再进行测定。注意同步修改计算公式。

实验实例：

1. 取 20 μ L 人血清样本，用提取液稀释 10 倍，按照测定步骤操作，用 96 孔板测得计算：
 $\Delta A \text{ 测定} = A \text{ 测定} - \text{空白} = 0.426 - 0.124 = 0.302, \Delta A \text{ 标准} = A \text{ 标准} - A \text{ 空白} = 0.406 - 0.124 = 0.282,$
按液体体积计算得：

白蛋白含量(mg/mL)= $5 \times \Delta A \text{ 测定} \div \Delta A \text{ 标准} \times 10(\text{稀释倍数}) = 53.546 \text{ mg/mL}$ 。